

Gamme PRÉPARER

FUNGIBIO

Fongicide et bactéricide - Anticryptogamique

Le **FUNGIBIO** est un biocide large spectre créé pour supprimer les micro-organismes tels que les algues, lichens, mousses, champignons qui se développent à la surface des parements de pierres et des enduits de façade, sources de dégradation des bâtiments.

Les altérations qui résultent de ces dégradations sont parfois peu visibles mais peuvent entraîner, avec le temps, des dégâts importants. L'intérêt d'un traitement de décontamination lors des opérations de restauration est donc fondamental.

Le **FUNGIBIO** peut être utilisé en curatif (avec rinçage) ou en préventif (sans rinçage).

Domaine d'utilisation

Le **FUNGIBIO** est destiné à l'éradication des micro-organismes en extérieur.

Supports admissibles

Tous supports minéraux, la pierre de toute nature, la brique, le béton, les enduits de façade, les toitures (tuiles de terre cuite ou ardoises), le fibrociment.

Précautions particulières

Ne pas appliquer par vent fort, par temps de pluie ou lorsque la pluie est annoncée dans les 72 h.

Ventiler dans le cas d'une utilisation en atmosphère confinée.

Protéger les matériaux périphériques ou la végétation à l'aide d'un film polyane.

Préparation du support

Avant de démarrer le traitement au **FUNGIBIO**, éliminer manuellement les mousses superficielles à l'aide d'une brosse.

Application

Le **FUNGIBIO** est prêt à l'emploi. Il s'applique à la brosse ou au pulvérisateur en une passe, jusqu'à saturation du support.

Laisser agir au minimum 72 heures avant un brossage doux pour éliminer les micro-organismes. Il est possible de laisser agir le **FUNGIBIO** durant les opérations de restauration.

Un rinçage à l'eau claire permettra de retirer le **FUNGIBIO** de la surface traitée, toutefois il est possible de laisser le produit en place dans le cas d'un traitement préventif après travaux de restauration.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	10 L
Consommation	0,3 L/m ²
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C
Aspect	Liquide bleuté
PH	6,5
Densité	1
Composition	Amonium quaternaire
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Brosse, pulvérisateur.

Nettoyage des outils

A l'eau savonneuse

EPI

